

# Wiederholbarkeitstest Waage

Waage: Sartorius CP225D

Gewicht 5 g Ergebnis (g) Nach 10 Sekunden	Gewicht 200 mg Ergebnis (g) Nach 20 Sekunden	
5,00000	0,19998	
5,00001	0,20000	
5,00000	0,20000	
5,00000	0,19997	
5,00000	0,19998	
4,99999	0,19999	
4,99999	0,19998	
5,00000	0,19997	
4,99998	0,19996	
4,99998	0,19996	

Temperatur (°C): 20,7

**Beobachtung:** Bei niedrigem Gewicht braucht die Waage länger zum Einschwingen, sie geht nicht immer zurück auf Null. Das Zurückgehen auf Null dauert länger als das Einschwingen auf das Kalibriergewicht (bis zu 1 min).